

Artromot-SP3 - Cheville



Codes produits :

Référence : 263601

Caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

ARTROMOT®-SP3 est une attelle de mobilisation de cheville motorisée. Il se caractérise par la commande simple et intuitive de l'unité de programmation manuelle avec des pictogrammes aisés à comprendre.

Cette attelle de mobilisation offre une ergonomie et une hygiène optimale, grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appui-pieds et appui-jambe.

Description du produit :

L'ARTROMOT®-SP3 est une attelle de mobilisation de cheville motorisée. Il se caractérise par la commande simple et intuitive de l'unité de programmation manuelle avec des pictogrammes aisés à comprendre.

Cette attelle de mobilisation offre une ergonomie et une hygiène optimale, grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appui-pieds et appui-jambe.

Avantages de la thérapie Artromot

- Les attelles de mobilisation ARTROMOT servent au mouvement post-opératoire, passif et continu, d'articulations.
- Prévention des immobilisations et des raideurs articulaires
- Amélioration de la guérison de cartilages articulaires, tendons, ligaments et de tissu mou
- Favorisation de la résorption des épanchements
- Atténuation des douleurs
- Amélioration du métabolisme

Caractéristiques :

- Flexion plantaire / dorsale extension : 50°/0°/40°.
- Inversion / éversion : 40°/0°/20°

- Timer : 1-59 min / 1-24 h / fonctionnement continu
- Ruptures : 0-59 secondes
- Vitesse : 5% - 100%
- Inversion de charge dans les stades (moteurs A et B séparés) : 1-25 mécanisme de sécurité / pour le patient.
- Contrôle moteur ON / OFF : Pour les mouvements isolés, flexion plantaire rallonge / ou - inversion / éversion.
- Moteur de synchronisation : ON / OFF.
- Nouveau patient : Sur le paramètre par défaut pour les nouveaux patients.
- Verrouillage des touches : Empêche de modifier les paramètres accidentellement.

Attributs du produit :