

# Fauteuil Quadriceps Ischios Premium

**Codes produits :**

Référence : 241035

**Caractéristiques du produit :**

Poids supporté: 150 kg

Largeur: 100 cm

Poids: 115 kg

**Description brève du produit :**

Fauteuils de rééducation des Quadriceps et Ischios jambiers avec dossier réglable et tête indépendante.

**Description du produit :**

**Le fauteuil de rééducation est devenu un outil thérapeutique indispensable dans la rééducation.**

La gamme de fauteuils de rééducation de Kinova Pro est conçue pour la rééducation du genou, des muscles ischios jambiers et quadriceps.

Le fauteuil Quadriceps Ischios Premium est livré avec 13,5 kg de charge et un range poids intégré sous l'assise :

- 2 x 5 kg
- 1 x 2 kg
- 1 x 1 kg
- 1 x 0,5 kg

Fournis avec un balancier ainsi qu'une gamme complète de disques de charge, ces fauteuils de rééducation offrent un réglage de la charge ainsi que des angles de levier, permettant une grande amplitude dans le choix des forces du travail à fournir par le patient.

Le dossier de ce fauteuil de rééducation est réglable par piston à gaz, actionnable au pied, de chaque côté du fauteuil. Les disques de poids sont bloqués par un stop disque et un emplacement spécifique est prévu sous le fauteuil pour le rangement de ces derniers.

Des roulettes de déplacement vous permettront aisément de déplacer le fauteuil.

Les équipements du fauteuil quadriceps Premium

- Butées pour réglage des amplitudes
- Cale cuisses réglable
- Repose tête réglable en profondeur
- Dossier réglable pouvant se positionner à l'horizontal par vérin à gaz actionné par pédale au pied
- Système pendulaire utilisable à droite ou à gauche avec graduation
- Réglage à indexation permettant d'obtenir les angles de charge
- Poignée de maintien de charge permettant le travail en statique intermittent
- Double appui tibial
- Simple appui tibial avec mousse renforcé et sangle de maintien
- Double sangle de compensation
- Roulettes arrières de série
- Pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
- Sellerie surpiquée finition luxe avec point de sellier

Les caractéristiques du fauteuil quadriceps ischios Premium :

- Piètement tube acier poudré époxy blanc papyrus
- Longueur : de 120 à 215 cm
- Largeur : 100 cm
- Hauteur : 75 cm (assise) à 150 cm (appui tête)
- Poids supporté : 150 kg
- Poids : 115 kg

### Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude