

Fauteuil Quadriceps Ischios Standard

**Codes produits :**

Référence : 241050

Caractéristiques du produit :

Poids supporté: 150 kg

Largeur: 100 cm

Poids: 90 kg

Description brève du produit :

Notre gamme de fauteuils de rééducation est conçue pour la rééducation du genou, des muscles ischios jambiers et quadriceps.

Description du produit :**Aujourd'hui le fauteuil de rééducation est devenu un outil thérapeutique indispensable.**

Notre gamme de fauteuils de rééducation est conçue pour la rééducation du genou, des muscles ischios jambiers et quadriceps.

Fournis avec un balancier ainsi qu'une gamme complète de disques de charge, ces fauteuils de rééducation offrent un réglage de la charge ainsi que des angles de levier, permettant une grande amplitude dans le choix des forces du travail à fournir par le patient. Le dossier de ce fauteuil de rééducation est réglable par piston à gaz, actionnable au pied, de chaque côté du fauteuil. Les disques de poids sont bloqués par un stop disque et un emplacement spécifique est prévu sous le fauteuil pour le rangement de ces derniers.

Le fauteuil quadriceps ischios Standard est livré avec 8,5 kg de charge et un range poids intégré sous l'assise :

- 1 x 5 kg
- 1 x 2 kg
- 1 x 1 kg
- 1 x 500 g

Les équipements du fauteuil quadriceps Standard

- Butées pour réglage des amplitudes
- Dossier réglable pouvant se positionner à l'horizontal par vérin à gaz actionné par pédale au pied
- Système pendulaire utilisable à droite ou à gauche avec graduation

- Réglage à indexation permettant d'obtenir les angles de charge
- Poignée de maintien de charge permettant le travail en statique intermittent
- Simple appui tibial
- Pieds réglables garantissant une parfaite stabilité
- Sellerie expansée surmousse polyéther
- Sellerie tirée standard

Les caractéristiques du fauteuil Quadriceps Ischios Standard

- Livré avec 4 disques : 5 kg - 2 kg - 1 kg - 500 g soit 8,5 kg
- Hauteur de 75 cm (position avec dossier couché) à 150 cm (comprenant l'appui tête en position assise, avec dossier relevé)
- Largeur : 100 cm
- Longueur : de 120 à 215 cm
- Poids supporté : 150 kg
- Poids : 90 kg
- 3 coloris au choix

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Bleu roi, Gris, Noir