

Quadri Stand - Fauteuil quadriceps



Codes produits :

Référence : 247155

Caractéristiques du produit :

Matière: Acier
Poids supporté: 130 kg
Longueur: 188 cm
Largeur: 68,5 cm
Hauteur: 79 cm
Poids: 34 kg

Description brève du produit :

Le Quadri Stand permet de muscler efficacement les quadriceps ainsi que les ischios jambiers. Ce fauteuil quadriceps est robuste et solide. Il procure un maximum de confort à vos patients lors de leurs entraînements.

Le Quadri Stand est livré sans les poids.

Description du produit :

Le **Quadri Stand** permet de muscler efficacement les quadriceps ainsi que les ischios jambiers. Ce fauteuil quadriceps est robuste et solide. Il procure un maximum de confort à vos patients lors de leurs entraînements. Il s'adapte à toutes les morphologies, afin d'assurer une posture d'exercice optimale.

Le Quadri Stand est livré sans les poids.

Un produits robuste, solide et confortable

Le Quadri Stand est un outil complet et confortable. Conçu en pensant à l'utilisateur et dans le but de procurer un maximum de confort.

- Selle et accoudoirs extra-épais, double couture, pour assurer confort et soutien.
- 3 angles d'inclinaison du dossier dont 2 en décliné.
- 2 poignées de maintien sur le dossier et 2 sur l'assise, pour assurer soutien et stabilité.
- Structure en acier renforcée de 5 x 7,5 cm.
- Grandes pieds pour une stabilité parfaite.
- Cale-pieds surdimensionnés (20 cm) en mousse haute densité.
- Multiples réglages des cale-pieds.
- Pour disques standards (ø25 - 28 - 30 mm)

L'utilisation du Quadri Stand

Les exercices d'extensions et de flexions de jambes sont des exercices prioritaires. Ils permettent de définir l'avant et l'arrière de la jambe. Ils renforcent les genoux, les ischio-jambiers, les quadriceps et les fessiers. Ils servent également à protéger le genou et les articulations contre le stress et les blessures.

Adaptable à tous les patients

Le Quadri Stand est entièrement réglable et adaptable à tous vos patients. Avec une variation allant de 33 à 43 cm entre le haut du coussin et le haut du rouleau. Les rouleaux en mousse surdimensionnés de 20 cm sont également ajustables verticalement et horizontalement pour un confort optimal.

Le Quadri Stand peut être réglé sur 3 positions droites et 2 positions en déclinaison, pour les flexions de jambes traditionnelles.

Les caractéristiques du Quadri Stand :

- Acier renforcé
- Dimensions : L. 188 x l. 68,5 x 79 cm
- Poids supporté : 130 kg
- Poids : 34 kg

Attributs du produit :