

Cage de pouliothérapie - 8 panneaux



Codes produits :

Référence : 220500

Caractéristiques du produit :

Coloris: Blanc
Longueur: 200 cm
Largeur: 200 cm
Hauteur: 200 cm
Poids: 180 kg

Description brève du produit :

Cette cage de pouliothérapie professionnelle possède 8 panneaux grillagés assemblables.

Associée à tous les accessoires complémentaires, elle permet de travailler l'ensemble du corps de vos patients, de manière groupée ou individuelle.

Description du produit :

Cette **cage de pouliothérapie professionnelle** possède **8 panneaux** grillagés assemblables.

Associé à tous les accessoires complémentaires, la cage de pouliothérapie permet de travailler l'ensemble du corps de vos patients de manière groupée ou individuelle. Les mailles grillagées peuvent servir de support d'accroche à de multiples accessoires comme des essens, poids, poulies, mousquetons... La cage de pouliothérapie peut accueillir une table ou un fauteuil de rééducation.

Chaque cage doit être fixée contre un mur.

Les caractéristiques de la cage de pouliothérapie - 8 panneaux

- 8 panneaux grillagés assemblables
- Tube en acier carré (30 x 30 mm)
- Grillage galvanisé solidaire des tubes par points de soudure
- Laqué époxy blanc de haute résistance
- Grillage tressé avec maille 40 mm
- Livré prêt à monter, avec visserie et un kit de fixation murale
- Dimensions : L. 200 x l. 200 x h. 200 cm
- Poids supporté : 50 kg par panneau
- Poids : 180 kg

Montage aisé par vos soins.

Attributs du produit :