

Coin d'angle de pouliothérapie - 4 panneaux



Codes produits :

Référence : 220300

Caractéristiques du produit :

Coloris: Blanc
Longueur: 200 cm
Largeur: 100 cm
Hauteur: 200 cm
Poids: 90 kg

Description brève du produit :

Ce coin d'angle de pouliothérapie professionnel possède 4 panneaux grillagés assemblables.

Associé à tous les accessoires complémentaires, il permet de travailler l'ensemble du corps de vos patients.

Description du produit :

Ce coin d'angle de pouliothérapie professionnel possède 4 panneaux grillagés assemblables.

Ce type de cage est employé comme box pour les travaux de rééducation liés à la pouliothérapie.

Associé à tous les accessoires complémentaires, le coin d'angle de pouliothérapie permet de travailler l'ensemble du corps de vos patients. Les mailles grillagées de ce coin d'angle peuvent servir de support d'accroche à de multiples accessoires comme des essens, poids, poulies, mousquetons... La cage coin d'angle peut accueillir une table ou un fauteuil de rééducation.

Chaque cage doit être fixée contre un mur.

Caractéristiques :

- 4 panneaux grillagés assemblables
- Tube en acier carré (30 x 30 mm)
- Grillage galvanisé solidaire des tubes par points de soudure
- Laqué époxy blanc de haute résistance
- Grillage tressé avec maille 40 mm
- Livré prêt à monter, avec visserie et un kit de fixation murale
- Dimensions : L. 200 x l. 100 x h. 200 cm
- Poids supporté : 50 kg
- Poids : 90 kg

Montage par vos soins.

Attributs du produit :