

Panneau vertical de pouliothérapie avec avancée

**Codes produits :**

Référence : 221110

Caractéristiques du produit :

Coloris: Blanc
Longueur: 100 cm
Largeur: 100 cm
Hauteur: 200 cm
Poids: 35 kg

Description brève du produit :

Panneau vertical de pouliothérapie munie d'une avancée.

Associé à tous les accessoires complémentaires, il permet de travailler l'ensemble du corps de vos patients.

Description du produit :

Ce panneau vertical et avancée horizontale de pouliothérapie grillagés.

Associé à tous les accessoires complémentaires, le panneau vertical de pouliothérapie permet de travailler l'ensemble du corps de vos patients. Les mailles grillagées du panneau et de l'avancée peuvent servir de support d'accroche à de multiples accessoires comme des eses, poids, poulies, mousquetons...

Le panneau de pouliothérapie doit être fixée contre un mur.

Caractéristiques :

- Panneau mural vertical et d'une avancée horizontale grillagés et assemblés
- Tube en acier carré (30 x 30 mm)
- Grillage galvanisé solidaire des tubes par points de soudure
- Laqué époxy blanc de haute résistance
- Grillage tressé avec maille 40 mm
- Livré prêt à monter, avec visserie et un kit de fixation murale
- Dimensions : L. 100 x l. 100 x h. 200 cm
- Poids supporté : 50 kg
- Poids : 35 kg

Montage aisé par vos soins.

Attributs du produit :