

## Élément de renvoi pour espalier



### Codes produits :

Référence : 231082

### Caractéristiques du produit :

### Description brève du produit :

L'élément de renvoi pour espalier est une potence d'espalier, qui permet de réaliser des exercices de pouliothérapie, avec un espalier. Fixée sur l'avancée grillagée, vos patients pourront réaliser une large gamme d'exercices.

### Description du produit :

La **potence d'espalier** permet de réaliser des exercices de pouliothérapie, avec un espalier. Fixée sur l'avancée grillagée, vos patients pourront réaliser une large gamme d'exercices. La potence s'adapte à tous les espaliers dont l'écartement des barreaux est compris entre 20 et 25 cm maximum. Elle est livrée avec un filin, un mousqueton et trois poulies.

La potence est livrée sans espalier, ni avancée grillagée.

### Attributs du produit :