



#### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Réglable en hauteur de 510 à 910 mm.
- Bâti en tube carré époxy.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, épaisseur 40 mm.
- Dossier proclive (+75°) réglable par vérin à gaz.
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Porte rouleau.
- Découpe sur le côté gauche de l'assise.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Commande au pied.
- Moteur classe II.

#### **DIMENSIONS:**

- Hors tout: L. 2000 × l. 800 × H. 510/910 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

#### **OPTIONS:**

- Jeu 4 roulettes (ø 80 mm) avec blocage centralisé (**H. max/mini modifiées / + 8 cm**). (2170/R)
- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein) (**H. max/mini modifiées / + 8 cm**). (2160/R)
- Trou visage dans dossier. (**LUMIÈRE**)
- Barrières rabattables. (**2160/B**)
- Douilles pour porte sérum (la paire). (**3053/D**)
- Tige porte sérum 2 crochets simples. (**2050/80**)
- Dossier électrique (commande manuelle). (**DOS/ELECM**)
- Dossier électrique (commande aux pieds). (**DOS/ELECP**)
- Batterie autonome. (**Durée Max 24H après chargement / 50 cycles**). (2050/90)
- Coussin semi-cylindrique largeur 700 mm (pour divan 800 mm). (**4160/2**)
- Protection PVC cristal transparent. (**PROTEC**)
- Tablette pivotante. (**2206/12/TAB**)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (**2160/RAIL**)