

Poulie inox

**Codes produits :**

Référence : 222700

Caractéristiques du produit :

Longueur: 127 mm

Largeur: 50 mm

Poids: 124 g

Description brève du produit :

Poulie inox avec chape basculante en inox, verrouillage par écrou ergonomique et mousqueton en inox forgé à accrochage rapide.

Description du produit :

La poulie inox possède une chape basculante en inox, un verrouillage par écrou ergonomique et un mousqueton en inox forgé à accrochage rapide. Cette poulie ouvrante tout usage est incassable et permet de réaliser une large gamme d'exercices avec une cage de pouliothérapie.

Vendue à l'unité.

Attributs du produit :