

Sangle de fixation thorax

**Codes produits :**

Référence : 2233NO

Caractéristiques du produit :

Longueur: 55 cm

Largeur: 14 cm

Description brève du produit :

Sangle de fixation pour le thorax, pour réaliser des exercices avec une cage de pouliothérapie. Sangle solide, avec double surpiquure renforcée et fermeture à boucle.

Description du produit :

Cette sangle de fixation pour le thorax est spécialement conçue pour réaliser des exercices avec une cage de pouliothérapie. Très résistante, elle possède un double surpiquage renforcé, et une fermeture à boucle, pour assurer des séances sécurisées à vos patients.

Vendue à l'unité.

Les caractéristiques de thorax pour exercices de pouliothérapie :

- Type de fermeture : à boucle.
- Dimensions : 55 x 14 cm.
- Longueur sangle : 190 cm.
- Coloris : noir.
- Classement au feu : M1.

Attributs du produit :