

Ondes de choc Nova Shock - Kinova Pro



Codes produits :

Référence : 155200

Caractéristiques du produit :

Pression: 1 - 2 - 3 - 5 Bar

Fréquences: 1 - 22 Hz

Longueur: 22 cm

Largeur: 23,5 cm

Hauteur: 13 cm

Garantie: 2 ans

Description brève du produit :

Le NovaShock est un appareil à ondes de choc qui utilise un projectile 5 fois plus lourd que ceux à air-comprimé et une vitesse de percussion 6 fois moindre, créant de ce fait une impulsion de choc unique. L'intensité pic de l'impact étant moins grande, le traitement est plus confortable, autorisant de plus longues applications et permettant ainsi de réduire considérablement l'usure du système.

Description du produit :

Appareil à ondes de choc ultra-performant

En utilisant un projectile 5 fois plus lourd que ceux à air-comprimé et une vitesse de percussion 6 fois moindre, Nova Shock crée une impulsion de choc unique. L'intensité pic de l'impact étant moins grande, le traitement est plus confortable, autorisant de plus longues applications et permettant ainsi de réduire considérablement l'usure du système.

Le Nova Shock est la synthèse d'une technologie innovante, d'une ergonomie simple et d'un design épuré à un prix imbattable !

Des performances de 1er plan

- Prise en charge des tendinopathies
- Fréquence des ondes de chocs entre 1 et 22 Hz ajustable pendant le traitement par pas de 1 Hz
- Energie : 4 niveaux au choix : 60 - 90 - 120 - 185 mJ (soit 1 - 2 - 3 - 5 bar, mesuré en laboratoire)
- Nota : avec 16 Hz puissance maxi 120 mJ et avec 22 Hz puissance maxi 90 mJ
- Mode d'émission : continu ou 3 modes Burst 16 Hz (4, 8, 12 impulsions)
- Niveau d'énergie ajustable par pas de 10 mJ.

- Pièce à main munie d'applicateurs de formes variables, y compris pour le traitement des points trigger.
- Technologie par générateur électromagnétique de précision sans compresseur
- Pièce à main ergonomique avec enveloppe en aluminium et refroidissement intégré

2 modes d'utilisations :

Par programmes :

- 7 combinaisons préétablies intégrant la fréquence, le mode continu ou Burst et le nombre de chocs, modifiables.

Par protocoles :

- 23 traitements avec guide détaillé d'utilisation ainsi qu'une illustration anatomique sous forme d'écorché.

<https://youtu.be/CMVrO7LsmmA> Les caractéristiques de l'ondes de choc Nova Shock

- Pièce à main ergonomique avec enveloppe en aluminium et refroidissement intégré :
- Générateur : Electromagnétique intégré
 - Dimensions : 23 cm x Ø5 cm (maximum)
 - Poids : 850 g (avec câble)
 - Durée de vie : garantie 2.000.000 coups minimum
 - Maintenance : non imposée, seulement en cas d'usure, échange standard
 - 3 tailles d'applicateurs : Ø6 - Ø15 - Ø25 mm, échange simple par vissage sans outillage
 - Applicateurs garantis minimum 150.000 coups
- Commande en main libre par interrupteur au pied multidirectionnelle
- Ecran tactile couleur 7 "
- Alimentation : 100 / 240 VAC / 50/60 Hz, 5/2,5 A
- Dimensions : L 28 x P 23.5 x H 13 cm
- Poids : 2,7 kg sans pièce à main
- Garantie : 2 ans appareil et pièce à main

Composition du kit

- Mallette aluminium professionnelle idéale pour les domiciles
- Pièce à main et câble
- Applicateurs Ø6 / Ø15 / Ø25 mm
- 10 protecteurs d'applicateurs en silicone bleu
- Commande au pied
- Câble secteur
- Mode d'emploi

Kiné conseil référent : contactez-nous !

Attributs du produit :