

Têtes ultrason pour Nova Sound

Codes produits :

Référence : 155132x

Caractéristiques du produit :

Fréquences: 1 et 3 MHz

**Description brève du produit :**

Tête de traitement ultrasonique pour appareil à ultrasons Nova Sound de Kinova Pro.

Description du produit :

Cette **tête de traitement ultrasonique** est spécialement conçue pour une utilisation avec l'appareil à ultrasons Nova Sound de Kinova Pro.

Les caractéristiques des têtes à ultrason

- Appareil compatible : Nova Sound
- Surface de la tête : 1 ou 5 cm²
- Bi-fréquences : 1 ou 3 Mhz

Attributs du produit :

Modèle: 1 cm², 5 cm²