

## Têtes ultrason pour BTL - 4000

**Codes produits :**

Référence : 155085x

**Caractéristiques du produit :****Description brève du produit :**

Tête de traitement ultrasonique pour appareil à ultrasons BTL-4000. Bi-fréquences 1 et 3 MHz.

**Description du produit :**

Têtes de traitement ultrasonique pour appareils à ultrasons BTL-4000.

Disponibles en 2 modèles, qui diffèrent en fonction de la taille de la tête : 1 ou 5 cm<sup>2</sup>.

Les caractéristiques des têtes ultrasoniques

- Surface de tête disponibles : 1 et 5 cm<sup>2</sup>.
- Bi-fréquences : 1 et 3 MHz.

**Attributs du produit :**

Modèle: 1 cm<sup>2</sup>, 5 cm<sup>2</sup>