

Nova Sound + guéridon - appareil à ultrasons



Codes produits :

Référence : 155139

Caractéristiques du produit :

Canaux: 1 voie
Nbre de programmes: 105
Fréquences: 1 et 3 MHz
Longueur: 28 cm
Largeur: 20 cm
Hauteur: 15 cm
Poids: 2 kg
Garantie: 2 ans
Intensité ultrasonique: 0 à 2 W/cm² en continu
Intensité ultrasonique: 0 à 3 W/cm² en pulsé

Description brève du produit :

NovaSound est un appareil à ultrasons professionnel, unique permettant une personnalisation aisée et contenant de nombreux programmes cliniques contribuant à un traitement rapide et efficace.

Dans cette version, l'ultrason NovaSound est fourni avec un guéridon sur roulettes très pratique avec différents rangements.

Description du produit :

Le **NovaSound** de Kinova Pro est un appareil à ultrasons professionnel unique, permettant une personnalisation aisée et contenant de nombreux programmes cliniques contribuant à un traitement rapide et efficace.

Extrêmement intuitif grâce à son écran couleur tactile, le Nova Sound est l'appareil le plus facile d'utilisation du marché.

Chaque programme comporte un guide détaillé d'utilisation ainsi qu'une illustration anatomique sous forme d'écorché aidant le thérapeute dans son traitement.

En option, l'ultrason Nova Sound dispose d'un guéridon spécifique roulant très pratique avec différents rangements.

Guéridon NovaSound, l'accessoire indispensable.

Le guéridon spécifique au NovaSound est un complément particulièrement pratique. Il comporte 6 tiroirs de rangements sur la colonne, de grandes roulettes pour un déplacement facile. Un large piétement assure une très stabilité, sans risque de basculement.

Compatible uniquement avec l'appareil à ultrasons NovaSound de Kinova Pro.

Les caractéristiques de l'appareil à ultrasons Nova Sound

- Modes pulsés et continus
- Puissance max en mode continu : 2 W/cm²
- Puissance max en mode pulsé : 3 W/cm²
- 25 programmes préétablis avec liste par nom de la pathologie et 80 programmes personnalisés
- Cycles de service variables (16 Hz, 48 Hz et 100 Hz)
- Duty factor : 10 à 90% par pas de 10
- Mode manuel pour traitement direct sans passer par les programmes
- Paramétrage libre et mémorisable
- Ecran LCD tactile couleur 5" avec guide d'utilisation pour chaque programme et écorché
- Fréquences ultrasoniques : 1 et 3 MHz
- 2 têtes de traitement étanches bi-fréquences : 5 cm² (1 cm² en option) avec contrôleur de contact
- 2 sorties ultrasons pour connexions simultanées de 2 têtes 1 cm² et 5 cm²
- Nombre de canaux indépendants : 1
- Alimentation secteur intégré 230 V / 50 Hz
- Dimensions : 28 x 20 x 15 cm
- Poids : 2 kg
- Garantie tête et appareil : 2 ans

Livré avec :

- Tête 5 cm²
- Support pour tête d'échographie
- Câble d'alimentation
- **Guéridon spécifique**
- Manuel utilisateur

Attributs du produit :