

Veino Plus Back



Codes produits :

Référence : 182072

Caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Le Veino Plus Back est un électro-stimulateur qui combine un programme de stimulation unique et complexe, visant à soulager tous les types de douleurs dorsales. Il permet également de procurer un effet de massage relaxant et de soulager les spasmes musculaires.

Description du produit :

Le **Veino Plus Back** est un électro-stimulateur qui combine un programme de stimulation unique et complexe, visant à soulager tous les types de douleurs dorsales. Cet électro-stimulateur délivre des impulsions de basse fréquence et de basse tension.

Il permet également de procurer un effet de massage relaxant et de soulager les spasmes musculaires. De plus, le Veino Plus Back permet la libération naturelle d'endorphines, pour un soulagement général des douleurs. Il peut être aussi bien utilisé sur le haut, le milieu ou le bas du dos.

Les bienfaits du Veino Plus Back

VEINOPLUS® Back est l'un des stimulateurs les plus sûrs du marché.

Le programme de 45 minutes est optimisé pour soulager le mal de dos en procurant une triple action antalgique et un massage relaxant.

- Soulage les maux de dos
- Procure un effet de massage relaxant
- Soulage les spasmes musculaires
- Permet la libération naturelle d'endorphines pour un soulagement général de la douleur

Guide d'utilisation du Veino Plus Back

Le Veino Plus Back peut être utilisé quotidiennement sur les zones douloureuses ou ayant besoin de relaxation.

- Appliquez les électrodes sur la zone douloureuse (épaules-nuque/ milieu du dos /région lombaire).
- Augmentez lentement et progressivement l'intensité.
- Le Veino Plus Back dispose d'un seul programme, s'arrêtant automatiquement après 45 minutes.
- Pas de risque de surdosage : plus vous utilisez l'appareil, plus il sera efficace !
- *Fonctionne avec 1 pile 9 Volts et 2 électrodes.*

Lire attentivement le manuel avant utilisation.

Le Veino Plus Back est livré avec :

- 1 Electrostimulateur Veinoplus Back
- 1 paire d'électrodes ovales 8 x 13 cm
- 1 cordon
- 1 pile
- 1 pochette de transport / rangement
- 1 tour de cou

Caractéristiques :

- Nombre de canaux : 1
- Intensité maxi : 100 mA
- Nombre de programme : 1
- Alimentation : pile 9 V
- Dimensions : 14,5 x 5,5 x 2 cm
- Poids : 200 g

Attributs du produit :