

NeuroTrac Myoplus Pro

Codes produits :

Référence : 155171



Caractéristiques du produit :

Nbre de voies: 1 EMG (Biofeedback)

Nbre de voies: 1 STIM

ETS (EMG + Stim): Oui

Canaux: 2 voies

Nbre de programmes: 57

Fréquences: 2 à 100 Hz

Intensité: 0 à 90 mA

Largeur d'impulsion: 50 à 330 μ S

Garantie: 2 ans

Description brève du produit :

Le MyoPlus Pro combine 1 voie de biofeedback (EMG) et 1 voie de stimulation. Il permet ainsi une utilisation en Uro en couplant la stimulation et le biofeedback dans un même programme grâce à la fonction ETS.

Description du produit :

Un appareil destiné aux professionnels

- Les 22 programmes uro-gynéco font du NeuroTrac MyoPlus Pro un appareil idéal pour les sages-femmes et les kinésithérapeutes spécialisés en rééducation périnéale.
- Les 25 autres programmes pour la rééducation fonctionnelle, sportive et antalgique sont aussi adaptés pour les rééducateurs et les kinésithérapeutes.
- En plus de ces programmes prédéfinis, vous pourrez mettre en place un programme personnalisé comportant jusqu'à 5 phases et allier le Biofeedback et la stimulation.

La grande nouveauté du Neurotrac Myoplus Pro se trouve dans les programmes EMG : sous forme de jeux ludiques grâce à son écran LCD qui ravira vos patients.

Les 4 jeux Biofeedback permettent également de renforcer ou de détendre des zones du corps, tout en prenant conscience des contractions et du relâchement dans le cadre de la rééducation périnéale par exemple.

Le mode ETS électrostimulation déclenchée peut être aussi utilisé sur cet appareil. Le thérapeute détermine un seuil de Biofeedback à atteindre par le patient. Une fois celui-ci atteint, la stimulation prend le relais pour aider le patient à maintenir la contraction. Cette technique est très efficace. Ce mode peut aussi avoir des phases de repos durant le programme.

Le Neurotrac MyoPlus Pro allie biofeedback (EMG) et électrostimulation avec de nombreux avantages dans son utilisation :

- Large écran tactile : Son écran de 5,8 cm x 4,3 cm rend la prise de contrôle agréable et conviviale pour l'accès aux fonctionnalités de base et avancées.
- L'aide préprogrammé : en appuyant sur la touche "i" quand on sélectionne un programme. Cet appareil vous apporte des informations complémentaires sur le programme choisi : conditions et traitements, application, mise en place des électrodes.
- Les groupes de programmes : l'interface propose la création de groupes de programmes les plus utilisés pour y accéder encore plus rapidement à partir de l'écran d'accueil.

Le Neurotrac MyoPlus Pro est doté d'une voie pour relier une sonde avec deux fiches bananes, ou deux électrodes fiches bananes.

Les appareils de la gamme Pro proposent davantage de voies comme Neurotrac MyoPlus 2 Pro avec 2 voies et le Neurotrac MyoPlus 4 Pro avec 4 voies.

De plus, il est livré avec son logiciel PC et sa connectique Bluetooth pour la création de courbes, la visualisation travail du patient, la mémorisation des séances, l'analyse et l'impression.

Caractéristiques :

- 1 voie Biofeedback, signal EMG intégré
- 1 voie de stimulation
- 22 programmes Uro : Stim et antalgique
- 25 programmes Stim musculaire : Stim et antalgique
- Amplitude : 0 à 90 mA
- Fréquence : 2 à 100 Hz
- Largeur d'impulsion : 50 à 330 µs
- Sensibilité réglable entre 0,2 et 2000 µV
- Ecran LCD couleur
- Biofeedback sonore
- Réglage du seuil
- Réglage du temps de travail et de repos
- Enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des exercices des contractions et des relâchements
- Stimulation déclenchée par EMG (ETS)
- Alimentation 4 piles 1,5 V (autonomie 14-18h Stim/28h EMG)
- Connecteur fiches bananes
- Dimensions : 15 x 9 x 3,5 cm
- Garantie : 2 ans

Livré avec : mallette de transport, 4 piles, 5 licences pour logiciel, 1 clé usb bluetooth, cordons et le manuel d'utilisation.

Attributs du produit :