

Cordon pour électrodes ventouse

Codes produits :

Référence : 140091x

Caractéristiques du produit :

Connecteurs: Prise femelle - Ø4 mm
Longueur: 130 cm

**Description brève du produit :**

Cordon prise femelle Ø4 mm à prise femelle Ø4 mm.

Description du produit :

Cordon avec prise femelle Ø4 mm à prise femelle Ø4 mm.

- Coloris : rouge ou bleu
- Connecteurs : prise femelle Ø4 mm / prise femelle Ø4 mm
- Longueur : 130 cm

Vendu à l'unité

Electrodes et tampons vendus séparément.

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Bleu, Rouge