

Sangles élastiques auto-agrippantes - La paire



Codes produits :

Référence : 140160x

Caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Sangles élastiques auto-agrippantes pour fixation d'électrodes.

Vendues par paire

Description du produit :

Ces **sangles élastiques auto-agrippantes** s'adaptent à toutes les parties du corps y compris les articulations.

Faciles et rapides à poser grâce à leur système auto-agrippant.

Sangles disponibles en 3 longueurs différentes :

- 40 cm
- 60 cm
- 100 cm

Les caractéristiques des sangles élastiques auto-agrippantes

- Fixation sur toute la longueur.
- Très résistante et conservant son élasticité.
- Lavable en machine à 40°.
- Longueurs disponibles : 40 - 60 - 100 cm.
- Largeur : 8 cm

Vendues par paire.

Attributs du produit :

Longueur: 40 cm, 60 cm, 100 cm