

## Raccord femelle Ø4 mm / mâle Ø2 mm

**Codes produits :**

Référence : 1436x

**Caractéristiques du produit :**

Connecteurs: Prise femelle - Ø4 mm

Connecteurs: Fiche mâle - Ø2 mm

**Description brève du produit :**

Raccord pour câbles d'électrothérapie avec prise femelle Ø4 mm à fiche mâle Ø2 mm.

**Description du produit :**

Raccord pour câbles d'électrothérapie avec prise femelle Ø4 mm à fiche mâle Ø2 mm

- Coloris : rouge ou noir

Vendu à l'unité

**Attributs du produit :**

Coloris / Matière: Noir, Rouge