

Réducteur mâle Ø4 mm / femelle Ø2 mm

Codes produits :

Référence : 140036

**Caractéristiques du produit :**

Connecteurs: Fiche mâle - Ø4 mm

Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm

Description brève du produit :

Réducteur pour cordons d'électrothérapie de fiche mâle 4 mm / prise femelle 2 mm.

Description du produit :

Réducteur pour cordons d'électrothérapie

- Connecteur : Fiche mâle 4 mm / prise femelle 2 mm.

Vendu à l'unité.

Attributs du produit :