

# Cordon bifurcateur en Y femelle Ø2 mm / 2 x mâle Ø2 mm

**Codes produits :**

Référence : 150509

**Caractéristiques du produit :**

Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm  
Longueur: 30 cm

**Description brève du produit :**

Cordon en "Y", bifurcateur-doubleur d'électrodes avec prise femelle Ø2 mm à 2 fiches mâles Ø2 mm.

**Description du produit :**

Le cordon bifurcateur en "Y" permet de doubler le nombre d'électrodes.

- Prise femelle Ø2 mm à 2 fiches mâle Ø2 mm.
- Longueur : 30 cm.

Vendu à l'unité

**Attributs du produit :**