

Électrodes semi-rigides - La paire

Codes produits :

Référence : 140xx5

Caractéristiques du produit :

Adhésives: Non

Connecteurs: Prise femelle - Ø4 mm

Connecteurs: Fiche mâle - Ø4 mm



Description brève du produit :

Les électrodes semi-rigides offrent une grande longévité en terme de nombre de réutilisation.

Ces électrodes sont d'une très haute conductibilité.

Description du produit :

Les **électrodes semi-rigides** offrent une grande longévité en terme de nombre de réutilisation.

Ces électrodes sont d'une très haute conductibilité.

Les caractéristiques des électrodes semi-rigides

- Épaisseur électrode : 2 mm.
- 3 dimensions disponibles : 5 x 5 cm, 5 x 8 cm ou 12 x 8 cm
- Connexion : prise femelle ou fiche mâle Ø4 mm.
- Longueur du cordon : 15 cm.

Vendues par paire.

Attributs du produit :

Dimensions: 5 x 5 cm, 8 x 6 cm, 12 x 8 cm

Connecteurs: Prise femelle - Ø4 mm, Fiche mâle - Ø4 mm