

Électrodes élastomère au mètre

**Codes produits :**

Référence : 190717x

Caractéristiques du produit :

Adhésives: Non

Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm

Description brève du produit :

L'électrode élastomère en carbone souple permet de cibler efficacement la zone à traiter en épousant la morphologie du patient. Se découpe facilement avec une paire de ciseaux.

Vendues au mètre.

Description du produit :

L'électrode élastomère en carbone souple permet de cibler efficacement la zone à traiter en épousant la morphologie du patient.

Se découpe facilement aux ciseaux.

Les caractéristiques des électrodes élastomère au mètre

- Largeurs 5 cm ou 10 cm.
- Connection : prise femelle Ø2 mm.
- Vendues au mètre.

Attributs du produit :

Dimensions: 50 mm, 100 mm