

Gants éponge - La paire

**Codes produits :**

Référence : 140011X

Caractéristiques du produit :

Adhésives: Non

Description brève du produit :

Les gants éponge sont adaptés aux électrodes semi-rigides et en silicone.

Les gants sont vendus par paire, et sans les électrodes.

Description du produit :

Les **gants éponge** sont adaptés aux électrodes semi-rigides et en silicone.

Les gants éponge sont fendus et sans coutures.

- Épaisseur du gant éponge : 23 mm.
- 3 dimensions de gants
- Vendus par paire.

Tableau de correspondances gants/électrodes Dimensions gants Dimensions électrodes compatibles

8 x 7 cm 5 x 5 cm 12 x 10 cm 8 x 6 cm 15 x 11 cm 12 x 8 cm

Attributs du produit :

Dimensions: 9 x 8 cm, 12 x 10 cm, 15,5 x 11,5 cm