

Gants Chamex - La paire

Codes produits :

Référence : 140017X

Caractéristiques du produit :

Adhésives: Non

**Description brève du produit :**

Les gants Chamex sont en matière spongieuse. Ils sont adaptés aux électrodes semi-rigides ainsi qu'aux électrodes en silicone.

Vendus par paire.

Description du produit :

Les **gants Chamex** sont en matière spongieuse. Ils sont adaptés aux électrodes semi-rigides ainsi qu'aux électrodes en silicone.

Conçus à partir d'éponge synthétique, les gants chamex sont indéchirables.

- Epaisseur du gant éponge : 5 mm.
- 3 dimensions de gants
- Vendus par paire.

Tables de correspondances gants/électrodes **Dimensions gants Dimensions électrodes** 7,8 x 6 cm 5 x 5 cm 10 x 8,5 cm 8 x 6 cm 13 x 10 cm 12 x 8 cm

Attributs du produit :

Dimensions: 7,8 x 6 cm, 10 x 8,5 cm, 13 x 10 cm