

Électrodes NovaStick

**Codes produits :**

Référence : 140088x

Caractéristiques du produit :

Adhésives: Oui

Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm

Description brève du produit :

Electrodes adhésives en film de carbone fabriquées avec un gel stimulant de haute qualité offrant une grande longévité en terme de nombre de réutilisations, aucun résidu et une connexion solide.

Description du produit :

Un rapport qualité/prix imbattable !

Les électrodes adhésives NovaStick en film de carbone sont fabriquées avec un gel stimulant de haute qualité.

Elles offrent une grande longévité en terme de nombre de réutilisations, aucun résidu et une connexion solide.

Livrées avec une pochette de rangement comportant à l'intérieur un film d'aluminium pour éviter le dessèchement du gel.

Les caractéristiques des électrodes NovaStick

- Dimensions : 5 x 5 ou 5 x 10 cm
- Connecteur : prise femelle Ø2 mm
- Livrées par jeu de 4 électrodes.

Attributs du produit :

Dimensions: 5 x 5 cm, 10 x 5 cm