


Électrodes Pals



Codes produits :

Référence : 140050x

Caractéristiques du produit :

Adhésives: Oui

Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm

Description brève du produit :

Les électrodes Pals Platinum disposent d'un tissage du filament en acier.

Ces électrodes offrent un contact parfait pendant les contractions grâce à une très grande souplesse.

Description du produit :

Les **électrodes Pals Platinum** disposent d'un tissage du filament en acier. Ces électrodes offrent un contact parfait pendant les contractions grâce à une très grande souplesse.

Elles s'adaptent sur tous les appareils d'électrostimulation de type GLOBUS, CEFAR...

Le gel MultiStick assure une conductivité de très haute qualité et permet de répartir le courant de façon homogène sur toute la surface de l'électrode. Il offre une adhérence optimale et une très grande souplesse. Il augmente la longévité de l'électrode.

Les électrodes ne contiennent pas de latex.

Les caractéristiques des électrodes Pals

- Très grande souplesse, épouse parfaitement les plis cutanés
- Répartition optimale du courant grâce au micro-tissage en filament d'acier
- Adhérence exceptionnelle grâce au gel MultiStick
- Film isolant polyuréthane sur le dessus
- Connectique à fil à mille brins

4 modèles d'électrodes Pals disponibles **Dimensions Quantité** 8 x 13 cm Par paire Ø5 Par jeu de 4 5 x 5 cm Par jeu de 4 5 x 9 cm Par jeu de 4

Attributs du produit :

Dimensions: 8 x 13 cm, Ø5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 9 cm