

MK 400 avec paire de bottes - appareil de pressothérapie

Codes produits :

Référence : 280150

**Caractéristiques du produit :**

Nbre de cellules: 6

Pression: 10 à 200 mmHg

Nbre de programmes: 3

Description brève du produit :

Le Doctor Life MK400 est un appareil de pressothérapie professionnel destiné aux kinésithérapeutes. Il propose 3 modes de fonctionnement :

- Pression séquentielle
- Pression continue
- Mode alterné (pression séquentielle + pression continue)

Description du produit :

L'appareil de pressothérapie MK 400 possède un système de drainage lymphatique, conçu pour effectuer des séances thérapeutiques personnalisées et permettre ainsi de traiter tous les types de pathologies liées à une insuffisance de la circulation sanguine.

Le Doctor Life MK400 est dit à 6 cellules. En effet, les bottes sont dotés de 6 compartiments.

Pour s'adapter à chaque patient et ses symptômes, le MK400 est équipé d'une pression de 10 à 200mm/Hg, de 6 vitesses et d'un temps de traitement de 0 à 99 minutes.

Le MK 400 possède 3 modes de fonctionnement

- Pression séquentielle
- Pression continue
- Mode alterné (pression séquentielle + pression continue)

Les fonctions spécifiques du MK 400

- **Fonction SKIP** : permet de mettre une pression nulle sur une ou plusieurs cellules
- **Fonction REVERSE** : permet de réaliser un appel à résorption

Indications santé

- **Insuffisances veineuses chroniques**
- **Syndrôme post-thrombotique**
- **Troubles thrombotiques**
- **Lymphoedèmes**
- **Oedèmes veino-lymphatiques**

Indications bien-être

- **Les jambes lourdes**
- **Les jambes gonflées**
- **Les jambes douloureuses**
- **Elimination des toxines**
- **Elimination de la rétention d'eau**

Les caractéristiques de l'appareil de pressothérapie MK400

- Pression réglable : de 10 à 200 mmHg
- Minuterie : 0 à 99 min
- Nombre de vitesses : 6
- 3 modes : pression séquentielle, pression continue, mode alterné
- Affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
- Silencieux, fiable et sans entretien
- Système de sécurité (déflation automatique)
- Réglage de la vitesse : 6 niveaux
- Dimensions : L. 42,7 x l. 33 x H. 24 cm
- Poids 11 kg

Contenu du pack Doctor life MK400 :

- 1 appareil de pressothérapie
- 1 paire de bottes 6 cellules
- Manuel d'utilisation

Attributs du produit :