

Advance 4 avec paire de bottes - appareil de pressothérapie



Codes produits :

Référence : 280185

Caractéristiques du produit :

Nbre de cellules: 4
Pression: 20 à 250 mmHg
Nbre de programmes: 2

Description brève du produit :

Advance 4 est un appareil de pressothérapie compact comportant 4 cellules. Il est doté de 2 programmes permettant soit de gonfler les cellules une après l'autre soit de gonfler les cellules l'une après l'autre tout en mettant une pression sur les cellules déjà gonflées

Livré avec une paire bottes.

Description du produit :

L'**Advance 4** est un **appareil de pressothérapie compact** comportant 4 cellules. Il est doté de 2 programmes permettant soit de gonfler les cellules une après l'autre soit de gonfler les cellules l'une après l'autre tout en mettant une pression sur les cellules déjà gonflées.

Système de pressothérapie séquentielle, spécifiquement conçu pour le drainage lymphatique, mais aussi pour les oedè

Pression réglable

de 20 à 250 mmHg

2 modes de compression

Gonflement des cellules l'une après l'autre ou avec une pression sur les cellules déjà gonflées

Minuterie

10 - 20 - 30 minutes, au choix

Les caractéristiques de l'appareil de pressothérapie Advance 4

- Nombre de programmes : 2
- Pression : réglable de 20 à 250 mmHg
- Minuterie : 10 - 20 - 30 mn
- Dimensions : L. 26 x l. 17 x H. 31 cm
- Poids : 2,6 kg

L'Advance 4 livré avec 1 paire de bottes standards 4 cellules et son manuel d'utilisation.

Les caractéristiques des bottes

- Paire de bottes étagées 4 cellules
- Fermeture à glissière et velcro
- Longueur standard : 110 cm

- Circonférence : maxi 60 cm
- Longueur pied : 30 cm
- *Paire de botte S/M - 90 cm sur demande*

Attributs du produit :