

Manchon bras - Advance 4



Codes produits :

Référence : 280186x

Caractéristiques du produit :

Appareils: Advance 4

Nbre de cellules: 4

Description brève du produit :

Brassard à 4 sections, complet avec tubes pour pressothérapie électronique Advance 4. Fermeture auto-agrippante avec velcro réglable.

Disponible en 2 tailles différentes.

Description du produit :

Les **manchons de bras** sont spécialement conçus pour être utilisés avec l'appareil de **pressothérapie Advance 4**. Le manchon est livré avec le tuyau permettant de le relier à l'appareil. Il est possible d'acheter le tuyau séparément.

- Brassard à 4 sections
- Sangle d'ajustement auto agrippante avec velcro
- Réglable
- Matière : TPU

2 modèles de manchon de bras disponibles **Taille Dimensions Circonférence max** S/M 70 x 25 cm 50 cm L/XL 90 x 25 cm 78 cm

Attributs du produit :

Taille: L/XL, S/M