

Elargisseur de botte - Advance 4

Codes produits :

Référence : 28018E

Caractéristiques du produit :

Appareils: Advance 4

**Description brève du produit :**

Elargisseur de bottes permettant de gagner 10 cm de circonférence sur les bottes de pressothérapie de l'Advance 4.

Description du produit :

Cet élargisseur de bottes permet de gagner 10 cm de circonférence sur les bottes de pressothérapie Advance 4. Il s'adapte uniquement sur les bottes de pressothérapie Advance 4 L/XL.

Il se fixe simplement sur la botte avec une fermeture éclair.

Produit vendu à l'unité.

Attributs du produit :