


Élargisseurs bottes pour Lympha Pro 6 - La paire

**Codes produits :**

Référence : 280173

Caractéristiques du produit :

Appareils: Lympha Pro 6
Largeur: 10 cm

Description brève du produit :

Optimisez le confort de vos séances de pressothérapie avec les élargisseurs de bottes pour l'appareil Lympha Pro 6. Facile à installer grâce à sa fermeture à glissière, cet accessoire innovant offre une circonférence supplémentaire de 10 cm sur le haut de la botte.

Personnalisez vos traitements pour un ajustement parfait, adapté aux patients avec un tour de cuisse plus large.

Description du produit :

Optimisez le confort de vos séances de pressothérapie avec les élargisseurs de bottes pour l'appareil Lympha Pro 6. Facile à installer grâce à sa fermeture à glissière, cet accessoire innovant offre une circonférence supplémentaire de 10 cm sur le haut de la botte. Personnalisez vos traitements pour un ajustement parfait, adapté aux patients avec un tour de cuisse plus large.

Découvrez une solution pratique et efficace pour une expérience de pressothérapie sur mesure.

Attributs du produit :