

Botte de pressothérapie - Lympha Pro 6

Codes produits :

Référence : 280174

**Caractéristiques du produit :**

Appareils: Lympha Pro 6

Nbre de cellules: 6

Longueur: 76 cm

Description brève du produit :

Optimisez votre expérience de pressothérapie avec la botte spécialement conçue pour l'appareil Lympha Pro 6, disponible à l'unité et équipée des tuyaux de connexion nécessaires. Cette botte offre un ajustement de taille optimal pour le plus grand nombre de patients. Offrez des séances de pressothérapie confortables et efficaces.

Description du produit :

Cette botte de pressothérapie est spécialement conçue pour l'appareil Lympha Pro 6.

Vendue à l'unité et avec les tuyaux de connexion à l'appareil.

Les caractéristiques de la botte de pressothérapie Lympha Pro 6

- 6 cellules
- Longueur : 91 cm (du talon au haut de la botte)
- Largeur : 38 cm
- Circonférence (haut de la botte) : 80 cm
- Circonférence (bas de la botte) : 40 cm

Attributs du produit :