

Theragun G4 Pro



Codes produits :

Référence : 250058

Caractéristiques du produit :

Type d'appareil: Pistolet de massage

Poids: 1,4 kg

Description brève du produit :

Le Theragun G4 Pro est un pistolet de massage, qui utilise la nouvelle thérapie percutante SMART.

Description du produit :

Le Theragun G4 Pro est un pistolet de massage professionnel, qui utilise la nouvelle thérapie percutante SMART.

Ce **modèle Pro** est équipé d'un écran OLED avec retransmission des données en direct, connexion Bluetooth, application mobile spécialement étudiée, vitesse de percussion totalement ajustable... Toutes ces nouveautés technologiques mises en place par Theragun en font une véritable révolution et représentent l'arrivée concrète d'une nouvelle aire de pistolets de massage 2.0, désormais connectés.

- Silencieux et puissant
- Design et ergonomie unique

Connectivité

L'apparition de l'**application mobile Therabody** permet d'exploiter à 100% les capacités du Theragun. Une fois connecté, en plus de connaître en temps réel la force de pression appliquée sur vos muscles, l'utilisateur aura accès à de nombreux protocoles d'utilisation spécialement conçus en fonction de ses besoins conçus par des professionnels de santé, lui permettant d'être désormais guidé tout au long de son soin.

- Écran OLED
- Bluetooth®

Puissance & profondeur

Une percussion de l'ordre de 40 impulsions par seconde pour une récupération musculaire et un soulagement optimal.

Séance régulière

Permet d'évacuer ce qui est utile pour le soulagement à court terme des douleurs musculaires aigües.

Activation & stimulation

Une activation quasi-instantanée pour un soulagement des douleurs et des courbatures.

Les caractéristiques du Theragun G4 Pro

- Résistance max : 27 kg
- Isolation sonore : 3/5
- 3 protocoles
- Mesure de la force appliquée
- Amplitude : 16 mm
- Vitesse : entre 1750 et 2400 PPM
- Bras rotatif en 4 positions pour une meilleure accessibilité aux différentes parties du corps
- Autonomie : 300 minutes
- 2 batteries externes
- 6 embouts
- Dimensions : 25,5 x 18 x 7,6 cm
- Poids 1,4 kg

Attributs du produit :