

# Novafon Pro - Appareil à infrasons

## Codes produits :

Référence : 250041



## Caractéristiques du produit :

Type d'appareil: Appareil à infrasons

Fréquences: 50 Hz

Fréquences: 100 Hz

Intensité: 3 pour chaque fréquence

Longueur: 19 cm

Largeur: 4 cm

Poids: 250 g

## Description brève du produit :

Appareil à infrasons Novafon utilisé pour une thérapie locale par vibrations dans le traitement de la douleur et la rééducation neurologique.

## Description du produit :

L'appareil à infrasons Novafon sans fil est utilisé pour une thérapie locale par vibrations. Des vibrations mécaniques sont dirigées dans le tissu à l'aide de différents embouts. Le Novafon est principalement utilisé dans le traitement de la douleur et la rééducation neurologique. Grâce à une utilisation sûre et simple, la thérapie locale par vibrations peut être appliquée dans de nombreux domaines.

Il propose deux niveaux de fréquence (50 Hz / 100 Hz).

Le Novafon sans fil peut être utilisé sur les plus fragiles comme les nourrissons pour le drainage bronchique. En dilatant les tissus, le Novafon prépare également au massage et permet détente et relaxation.

**Performant et facile à manipuler, le Novafon sans fil traite et soulage de nombreux problèmes articulaires, circulatoires ou musculaires.**

Indications Effets Applications Indications

- Contractures musculaires
- Douleurs chroniques
- Suites d'un accident vasculaire cérébral (AVC)
- Maladies articulaires
- Maladies tendineuses
- Arthrose
- Épicondylite
- Épine calcanéenne
- Myalgie

- Spasmes neurologiques

## Effets

- Améliore la circulation sanguine
- Stimule le métabolisme
- Réduit la douleur
- Régule la tension musculaire
- Stimule les tissus en profondeur
- Favorise les mécanisme de régénération et réparation
- Améliore la sensibilité profonde et superficielle
- Améliore la cicatrisation et réduit le tissu cicatriciel

## Applications

- Massage de réflexologie
- Maladies osseuses : arthrose, tendinite du coude, tendinite
- Massage du dos
- Massage du visage : réduction des rides, lignes du front, diminution des pattes d'oie, lèvres
- Massage des jambes : jambes lourdes et fatiguées
- Cellulite
- Muscles tendus et contractions musculaires : tonus musculaire et hypotensions musculaires, relaxation musculaire

## Les caractéristiques de l'appareil à infrasons Novafon Pro

- Fréquence : 2 niveaux (50 Hz et 100 Hz).
- Intensité : 3 pour chaque fréquence.
- Autonomie de la batterie : 3,5 h avec une utilisation constante.
- Dimensions : 19 x 4 cm.
- Poids : 250g.

*Livré avec 2 têtes (ronde et plate), 1 adaptateur, 1 câble de charge USB-c.*

## Station de charge en option

La station de charge pour le Novafon **sans fil** lui permet d'être facilement chargé. Elle assure une manipulation facile lors de la charge, en insérant et en retirant simplement l'appareil.

De plus, l'ensemble lui permet de définir sa place permanente et une présentation professionnelle de l'appareil.

## Attributs du produit :