

# Coffret MoVeS IASTM Tools

**Codes produits :**

Référence : 250035

**Caractéristiques du produit :****Description brève du produit :**

Les outils MoVeS IASTM en acier inoxydable sont conçus de manière ergonomique. Ils permettent de localiser et de traiter efficacement les personnes présentant un dysfonctionnement des tissus mous.

**Description du produit :**

Les outils MoVeS IASTM (Instrument-Assisted Soft Tissue Mobilization) sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et sont conçus de manière ergonomique. Ces outils permettent aux cliniciens et aux praticiens de localiser et de traiter efficacement les personnes présentant un dysfonctionnement des tissus mous.

Cette technique est souvent utilisée en kinésithérapie. L'IASTM fonctionne comme un massage standard, mais des instruments spécialisés sont utilisés à la place des mains du kinésithérapeute. De nombreux thérapeutes utilisent leurs doigts pour appliquer une pression sur les tissus. Les outils facilitent grandement le travail du thérapeute en réduisant la demande physique.

Chaque outil est de forme différente et multiple, avec des bords finis pour augmenter leur employabilité. Les outils les plus petits sont généralement utilisés pour le traitement des petites parties du corps, les petits coups et l'atteinte des structures tissulaires superficielles. Les outils plus grands et plus lourds sont préconisés pour atteindre des zones plus profondes et conviennent au traitement de parties plus importantes du corps.

Les caractéristiques du coffret MoVeS IASTM Tools

- Finition acier brossé
- Vendus par lot de 6

**Attributs du produit :**