

## Aiguilles Dry Needling "J" - avec tube de guidage



**Codes produits :**

Référence : 269334x

**Caractéristiques du produit :**

Conditionnement: 100 aiguilles

### Description brève du produit :

Les aiguilles Dry Needling type "J" sont des aiguilles sèches, sans produits, comportant un tube de guidage dont les bords arrondis permettent une introduction agréable et garantie indolore.

Conditionnées par 100.

### Description du produit :

Les **aiguilles Dry needling type "J"** avec tube de guidage sont des aiguilles sèches, sans produits. Elles comportent un tube de guidage dont les bords arrondis permettent une introduction agréable et garantie indolore.

Différentes versions et longueurs d'aiguilles Dry Needling de type "J"

Chaque numéro et chaque longueur d'aiguille ont leur propre couleur de manche afin de garder une bonne vue d'ensemble durant le traitement.

**Dimensions**  
**Longueur** 30 mm  
**Couleur** Rouge Ø0,16 mm  
Bleu Ø0,20 mm  
Bleu Ø0,30 mm  
Brun Ø0,30 mm  
50 mm  
Brun Ø0,30 mm  
60 mm  
Brun Aiguilles Dry Needling

Le Dry Needling est une technique thérapeutique intramusculaire, utilisant des aiguilles d'acupuncture stériles et jetables, afin de traiter des trigger points myofasciaux douloureux. Après avoir localisé un trigger point douloureux, on prend une aiguille d'acupuncture, on la pique dans le cordon musculaire douloureux et on recherche une réponse contractile locale. La puncture sèche est également utilisée dans les indications suivantes : tendinopathies, douleurs cicatricielles, traitement des tissus mous, contractures musculaires aiguës.

Des aiguilles très fines

Grâce à des nouvelles méthodes de fabrication, la pointe de l'aiguille et le talon de l'aiguille sont si fins que ces aiguilles Dry Needling peuvent être introduites avec encore moins de pression et, par conséquent, de façon

particulièrement douce en les tapotant légèrement. Elles sont fabriquées en acier inoxydable spécial et placées exactement au centre du manche de façon à ce qu'un guidage particulièrement précis soit possible lors du traitement. Le manche rainuré permet un maniement extrêmement confortable et est fabriqué en polypropylène extrêmement léger.

Un produit de qualité

Ces aiguilles d'acupuncture de type J subissent 8 contrôles de qualité sévères. Elles sont nettoyées par électrolyse, stérilisées par du gaz EO et se conservent durant au moins 3 ans.

Nécessité d'une formation supplémentaire **AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE des MASSEURS KINESITHEREAPEUTES DU 14 JUIN 2017 RELATIF A LA PRATIQUE PAR UN KINESITHEREAPEUTE DE LA «PUNCTURE KINESITHERAPIQUE PAR AIGUILLE SECHE».**

Seul le kinésithérapeute ayant validé un cursus de formation complémentaire à celui de sa formation initiale peut réaliser la «puncture kinésithérapique par aiguille sèche» après avoir réalisé son bilan diagnostique kinésithérapique, avoir élaboré avec le patient la stratégie thérapeutique, notamment l'évaluation du rapport bénéfice/risque et avoir obtenu le consentement du patient.

Les caractéristiques des aiguilles Dry Needling type J

- Matière : Acier inoxydable
- Conditionnement : 100 aiguilles

#### Attributs du produit :

Dimensions: Ø0,16 x 30 mm, Ø0,2 x 30 mm, Ø0,3 x 30 mm, Ø0,3 x 50 mm