


ORLIMAN®

FeetPAD

PROTECTEUR GEL

Petit orteil



- **Domaines d'application :**
Prévention.

- **Indications :**
Réduit la douleur, Protège l'exostose de l'articulation, Diminue la pression et les frottements causés par la chaussure.

- **Caractéristiques :**
Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée tout en absorbant les chocs.
Lavable et réutilisable.
Modèle bilatéral.
Sans latex.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



TAILLE UNIQUE

- **Tableau de taille :**

Taille	ACL13
Unique	34010 . 2945420 . 6

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

 smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.28/01/2019





ORLIMAN

FeetPAD

PROTECTEUR GEL

Petit orteil



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

Composition :
Gel polymère.

■ Mise en place :

Installer le protecteur sur la zone à protéger et placer l'anneau autour du petit orteil pour le fixer. Faire attention à ne pas trop tirer sur l'anneau.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température
ambiante.

