

## Lampe Infrarouge IR 250 Pro - sur pied roulant



### Codes produits :

Référence : 251817

### Caractéristiques du produit :

### Description brève du produit :

La lampe infrarouge IR 250 Pro sur pied roulant, utilise le principe du rayonnement infrarouge, afin de transmettre la chaleur par rayonnement.

### Description du produit :

La lampe IR 250 Pro sur pied roulant, utilise le principe du rayonnement infrarouge. Cette lampe professionnelle possède une seule coupole, avec une ampoule de 250W.

- Puissance : la lampe IR 250 Pro possède 1 ampoule de 250W, en 220V, équipée d'un interrupteur
- Sécurité : cette lampe garantit la sécurité de vos patients grâce à sa grille de protection, placée devant les l'ampoule de 250W
- Pratique : la lampe IR 250 Pro se déplace facilement grâce à son pied chromé lesté à 5 branches, équipé de freins sur 2 des roulettes
- Adaptable : ce modèle possède un bras articulé, compensé et orientable, de 105 cm de long, dont la tension est réglable
- Réglable : le tube télescopique est réglable de 87 à 140 cm

La lampe IR 250 Pro est livrée avec une ampoule.

### La thérapie par lampe infrarouge

La thérapie par lampe infrarouge est une pratique à faible énergie, dont les bienfaits proviennent de la chaleur générée par les ondes de l'extrémité du spectre infrarouge, qui apportent une sensation de chaleur à vos patients. La thérapie par lampe infrarouge peut-être utilisée dans le traitement de diverses pathologies, telles que l'arthrite, les douleurs et spasmes musculaires, la raideur des épaules ou des articulations ...

Ce modèle professionnel de thérapie provoque l'élévation de la température de vos patients, ce qui permet de détendre les muscles et de stimuler la circulation sanguine.

**Attributs du produit :**