

Lampe Infrarouge IR 250 Pro portable - à pince



Codes produits :

Référence : 251837

Caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

La lampe infrarouge IR 250 Pro portable, utilise le principe du rayonnement infrarouge, afin de transmettre la chaleur par rayonnement.

Description du produit :

La lampe IR 250 Pro portable, avec pince, utilise le principe du rayonnement infrarouge. Cette lampe professionnelle possède une seule coupole, avec une ampoule de 250W. Elle est équipée d'une pince, permettant de la fixer sur différentes surfaces. La pince s'ouvre de 8 cm au maximum.

- Puissance : la lampe IR 250 Pro possède 1 ampoule de 250W, en 220V, équipée d'un interrupteur
- Sécurité : cette lampe garantit la sécurité de vos patients grâce à sa grille de protection, placée devant les l'ampoule de 250W
- Pratique : la lampe IR 250 Pro portable possède un bras articulé

La lampe IR 250 Pro est livrée avec une ampoule.

La thermothérapie par lampe infrarouge

La thermothérapie par lampe infrarouge est une pratique à faible énergie, dont les bienfaits proviennent de la chaleur générée par les ondes de l'extrémité du spectre infrarouge, qui apportent une sensation de chaleur à vos patients. La thermothérapie par lampe infrarouge peut-être utilisée dans le traitement de diverses pathologies, telles que l'arthrite, les douleurs et spasmes musculaires, la raideur des épaules ou des articulations...

Cet outil de thermothérapie professionnel provoque l'élévation de la température de vos patients, ce qui permet de détendre les muscles et de stimuler la circulation sanguine.

Attributs du produit :