

Lampe Infrarouge IRP 400 W - bras articulé

**Codes produits :**

Référence : 251400

Caractéristiques du produit :**Description brève du produit :**

La lampe infrarouge IRP 400W avec interrupteur et bras articulé, utilise le principe du rayonnement infrarouge, afin de transmettre la chaleur par rayonnement.

Description du produit :

La lampe IRP 400W sur bras articulé, utilise le principe du rayonnement infrarouge. Cette lampe est équipée d'un émetteur en quartz translucide, au centre d'un réflecteur multi-foyer. Les lampes Thermo Quartz diffusent une radiation optimale évitant les points de chaleur concentrés.

- Pratique : ce modèle à bras articulé et orientable est fixé sur une potence à pieds roulants 5 branches, ce qui permet de la déplacer facilement dans votre cabinet
- Ajustable : le bras compensé est orientable en toutes positions, avec un rayon d'action de 1400 mm
- Complet : la lampe IRP 400W est équipée d'un interrupteur
- Puissance : 1 ampoule (circline) de 400W - 220V

La thermothérapie par lampe infrarouge

Les pouvoirs thérapeutiques de la thermothérapie par lampe infra-rouge ne sont plus à démontrer : en pénétrant profondément dans les tissus, la chaleur émise produit la dilatation des vaisseaux sanguins, activant ainsi la circulation du sang et l'élimination des toxines. Cette pratique à faible énergie peut-être utilisée dans le traitement de diverses pathologies, telles que l'arthrite, les douleurs et spasmes musculaires, la raideur des épaules ou des articulations... Son emploi dans les centres sportifs permet l'échauffement avant l'activité musculaire.

Cet outil de thermothérapie provoque l'élévation de la température de vos patients, ce qui permet de détendre les muscles et de stimuler la circulation sanguine.

Attributs du produit :