



TUBE PROTECTEUR GEL ET TISSU

Collection Protecteurs



- Domaines d'application :
Prévention.

- Indications :
Atténue la pression et la friction entre les orteils, Protège et hydrate les orteils, Favorise la cicatrisation.

- Caractéristiques :
 - Longueur 15 cm découppable.
 - Couleur chair.
 - Lavable et réutilisable.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



En fonction de l'orteil à protéger, du XS au L.

- Tableau de taille :

Taille	Diamètre	ACL 13	Référence
XS	20 mm	34015.6140245.1	CP0620.1UXS
S	25 mm	34015.6140251.2	CP0620.1US
M	30 mm	34015.6140268.0	CP0620.1UM
L	35 mm	34015.6142238.1	CP0620.1UL

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais • 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr • www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.10/07/2018



TUBE PROTECTEUR GEL ET TISSU

Collection Protectors



■ **Conseil de sécurité :**

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Gel Polymère.

Tissu : Polyamide et Élastomère.

Sans latex.

■ **Mise en place :**

Enfiler le doigtier protecteur sur le doigt ou l'orteil lésé.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C).

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à température ambiante.

