

Vario+ CTC-7



Codes produits :

Référence : 15021

Caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Le Vario+ CTC7 est un appareil de cryothérapie et thermothérapie compressive, sans glace, à usage post-opératoire et post-traumatique dédié principalement aux soins des articulations en profondeur.

Description du produit :

Le **Vario+® CTC-7 est un générateur de cryothérapie** par froid contrôlé à usage post-opératoire et post-traumatique dédié principalement aux soins des articulations.

Le Vario+® CTC-7 est le 1er dispositif médical disposant d'une technologie portable de cryothérapie par froid contrôlé sans usage de glace.

Il est également le 1er dispositif capable d'allier les bénéfices de la cryothérapie (froid contrôlé) et de la thermothérapie (froid et chaud contrôlé) sur de longues durées.

La cryothérapie (froid contrôlé) et la thermothérapie (froid et chaud contrôlé) combinées à la pressothérapie, permettent au Vario+® CTC-7 un contrôle optimal de la température et la possibilité d'atteindre les zones profondes de l'articulation.

A l'aide de ses **3 modes pré-enregistrés**, le Vario+® CTC-7 s'adapte facilement à chaque prescription médicale et respecte au mieux les protocoles thérapeutiques (cryothérapie - thérapie par le chaud - thermothérapie).

Son format compact et sa poignée de transport ergonomique permettent un transport aisé.

- **Antalgique (antidouleur)**
- **Anti-inflammatoire**
- **Prévention et réduction des œdèmes**
- **Diminution de la médication**
- **Meilleure récupération de la mobilité**

- **Diminution du saignement post-opératoire**

Cryothérapie et thermothérapie avec le Vario + CTC 7

L'appareil Vario + est capable de vous proposer à la fois de la cryothérapie et de la thermothérapie, avec un seul et même appareil. Il permet de réaliser des traitement thérapeutique alliant à la fois sécurité et confort grâce à une technologie à la pointe de l'innovation.

Le Vario + CTC 7 combine les bénéfices de la **cryothérapie par froid contrôlé** (antalgique, antiinflammatoire, anti-œdèmes, mobilité...) et les bénéfices de le **thermothérapie par chaud contrôlé** (antalgique, favorisation de la cicatrisation ...), de manière profonde sur les articulations ciblées.

La technologie innovante Vario + permet un contrôle constant et précis de la température, allant de 6° à 45°, minimisant ainsi les risques de brûlures cutanées de manière significative pour le patient.

Il est également possible de programmer une séance de cryothérapie ou de thermothérapie Vario + en fonction de la prescription médicale du patient, en temps et en température (de 6° à 45°).

Le Vario + CTC-7 se décline en 5 packs :

- **L'appareil seul** (sans aucune attelle)
- **Pack solo** : pack attelle cheville + sac de transport
- **Pack duo** : packs attelles genou et cheville + sac de transport
- **Pack trio** : packs attelles genou, cheville et épaule + sac de transport
- **Pack pro** : pack corps entier* + sac de transport

* corps entier : attelles genou + cheville + lombaire/hanche/abdominale + coude + universelle taille M + universelle taille L

Toutes les attelles sont également disponibles à la vente de manière séparée.

https://youtu.be/8a6uu35O_Ns

Les caractéristiques de l'appareil de cryothérapie Vario+ CTC-7

- Réversible chaud/froid - de 6° C à 45°C
- Temporisation : Froid : de 5 à 60 min - Chaud : de 5 à 30 min
- Sans usage de glace - réservoir à eau 250 ml
- Mode : Froid - Chaud - Thérapie par Contraste - Nettoyage - Vidange
- Écran LCD programmable - sur-mesure à chaque pathologie
- Poignée de transport et fixation pour lit - de l'hôpital à domicile
- 5 niveaux de pressothérapie : de 0 mmHg à 75 mmHg
- Boutons ergonomiques simples d'utilisation
- Petit et compact, fourni avec son sac de transport design
- Dimensions : 27,2 x 18 x 23,9 cm
- Poids : 3,7 kg
- Alimentation : 100 - 240 V

Attributs du produit :

Kit appareils: Appareil seul, Pack genou+sac, Pack genou+cheville+sac, Pack genou+cheville+épaule+sac, Pack corps entier+sac