

Attelles - Vario+ CTC-7



Codes produits :

Référence : 15022

Caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Ces attelles sont spécialement conçues pour une utilisation avec l'appareil de cryothérapie et thermothérapie Vario+ CTC-7. Chaque attelle, vendue à l'unité, permet de traiter une zone du corps différente.

Description du produit :

Les attelles pour l'appareil de cryothérapie par froid contrôlé Vario+ CTC-7 sont également vendues à l'unité, afin de compléter votre appareil.

- **Antalgique (antidouleur)**
- **Anti-inflammatoire**
- **Prévention et réduction des œdèmes**
- **Diminution de la médication**
- **Meilleure récupération de la mobilité**
- **Diminution du saignement post-opératoire**

7 modèles disponibles pour toutes les zones du corps

	Zone d'application	Dimensions
Cheville	34,6 x 27,2 cm	Dos 51,9 x 22,6 cm
Genou	30,1 x 30,1 cm	Épaule 30,1 x 30,1 cm
Coude	42 x 20 cm	Universel M 50,3 x 25,6 cm
Universel L	64,5 x 26,2 cm	

Cryothérapie et thermothérapie avec le Vario + CTC 7

L'appareil Vario + est capable de vous proposer à la fois de la cryothérapie et de la thermothérapie, avec un seul et même appareil. Il permet de réaliser des traitement thérapeutique alliant à la fois sécurité et confort grâce à une technologie à la pointe de l'innovation.

Le Vario + CTC 7 combine les bénéfices de la **cryothérapie par froid contrôlé** (antalgique, antiinflammatoire, anti-

œdèmes, mobilité...) et les bénéfices de le **thermothérapie par chaud contrôlé** (antalgique, favorisation de la cicatrisation ...), de manière profonde sur les articulations ciblées.

La technologie innovante Vario + permet un contrôle constant et précis de la température, allant de 6° à 45°, minimisant ainsi les risques de brûlures cutanées de manière significative pour le patient.

Il est également possible de programmer une séance de cryothérapie ou de thermothérapie Vario + en fonction de la prescription médicale du patient, en temps et en température (de 6° à 45°).

Attributs du produit :

Modèle de compresse: Cheville, Coude, Dos, Epaule, Genou, Universelle L, Universelle M