

# Attelle de froid gonflable



## Codes produits :

Référence : 256093x

## Caractéristiques du produit :

### Description brève du produit :

Ces attelles de froid permettent de maintenir la pression et le froid sur les contusions, afin de soulager la douleur, limiter la formation d'œdème et l'inflammation. Elles peuvent également être utilisées en cas d'entorses, de blessures sportives, de rééducation, d'arthrite ou de fatigue musculaire.

### Description du produit :

Ces **attelles de froid** permettent de maintenir la pression et le froid sur les contusions, afin de soulager la douleur, limiter la formation d'œdème et l'inflammation. Elles peuvent également être utilisées en cas d'entorses, de blessures sportives, de rééducation, d'arthrite ou de fatigue musculaire.

Bénéficiez d'une bonne efficacité grâce à la combinaison du froid et de la pression sous la forme d'un bandage. La compression soutient et stabilise et en même temps intensifie les effets du froid.

Simple d'utilisation, confortables et très efficaces, ces attelles bénéficient de technologies innovantes associant cryothérapie, compression et contention. Particulièrement efficace en phases de douleurs aiguës, l'effet antalgique du froid réduit les inflammations et les œdèmes et facilite la rééducation.

### Utilisation

Le coussin froid intérieur, librement amovible, peut être conservé au réfrigérateur jusqu'à son utilisation. Cependant, l'attelle doit être tenue au froid au moins 2 heures avant utilisation, y compris la pompe et les tuyaux amovibles.

En cas d'urgence cette attelle peut être appliquée par dessus les vêtements.

### Indications

- Premiers secours pour les blessures aiguës : ligaments, articulations gonflement

- Pour les douleurs articulaires aiguës ou chroniques (par exemple, les douleurs rhumatismales)
- Peut être utilisée en thérapeutique lors d'une mesure de traitement ou d'un processus de guérison

3 modèles d'attelles disponibles

- Poignet
- Coude / genou
- Cheville

Les caractéristiques des attelles de froid gonflables

- Tissu spécial anti-sudation, permet à la peau de respirer
- Froid sec sans humidité
- Sans risque d'engelures
- Fermeture par bande velcro
- Gonflage par poire manuelle
- Robinet d'arrêt

### **Attributs du produit :**

Modèle: Poignet, Coude/Genou, Cheville