

Easy Air Force - Cryothérapie à air

Codes produits :

Référence : 150126



Caractéristiques du produit :

Profondeur: 68 cm

Niveau d'air: 9 niveaux d'air Jusqu'à 1 000 L / min

Nbre de programmes: 6

Longueur: 39 cm

Hauteur: 64,5 cm

Poids: 65 kg

Description brève du produit :

L'appareil Easy Air Force est la machine de cryothérapie à air pulsé qui permet une utilisation intensive pour les soins rhumatologiques et traumatologiques.

Description du produit :

L'**appareil Easy Air Force** est la machine de **cryothérapie à air pulsé** qui permet une utilisation intensive pour les soins rhumatologiques et traumatologiques. Équipée de programmes et de différentes buses, la machine s'adapte à chaque prise en charge. L'abaissement de la température cutanée à 5°C en moins de 30 secondes garantit un effet antalgique de très grande qualité en toute sécurité.

L'appareil Easy Air Force est destiné aux utilisateurs fréquents des traitements par cryothérapie (rhumatologie, traumatologie, algoneurodystrophie...).

Easy Air Force est extrêmement économique grâce à l'utilisation de l'air ambiant et très pratique en affranchissant le praticien de la gestion des bouteilles de CO². Doté d'un panneau de contrôle simple muni d'un écran LCD rétroéclairé et de 15 protocoles préétablis, l'appareil est très fonctionnel et simple d'utilisation.

Indications

- Pathologies inflammatoires du système musculosquelettique
- Post-opératoire des ligaments croisés et prothèses du genou
- Tendinopathies - Entorses
- Douleurs rhumatismales
- Périostites - Lésions myoaponévrotiques
- Traitement jambes lourdes

Résultats et effets

- **Antalgique** : diminution de la douleur
- **Analgésique** : par réduction de la conduction nerveuse et de la sensibilité des nocicepteurs.
- **Anti-inflammatoire** : grâce à la puissance vasoconstriction et la réduction de la libération de médiateurs chimiques.
- **Vasomoteur** : le puissant choc thermique crée une alternance de vasoconstriction et vasodilatation réflexe.
- **Décontracturant** : par réduction de l'hyper-réflexivité musculaire utilisation en traumatologie et rhumatologie.
- Drainage de l'œdème
- Prise en charge du mouvement plus rapide
- Augmentation de l'amplitude articulaire
- Accélération de la récupération

https://www.youtube.com/watch?v=YPdNGf_Tap8 Les caractéristiques de l'appareil de cryothérapie à air Easy Air Force

- Un circuit frigorifique fermé, sans maintenance qui aspire l'air ambiant, le filtre et le refroidit.
- Traitement jusqu'à 15 minutes en continu : idéal pour centre de rééducation et usage intensif
- 6 programmes combinant niveau d'air et durée de traitement
- 3 programmes configurables et mémorisables
- 1 programme favori
- Température de l'air : - 35°
- Débit d'air (en litres/minutes) : jusqu'à 1000 l/min en 9 niveaux
- Longueur du tuyau : 180 cm
- Puissant jusqu'à 100 traitements par jour
- Dimensions : 39 x 68 x 64,5 cm
- Poids : 65 kg

Attributs du produit :