

# Attelles Cryopress - Easy Air Force

**Codes produits :**

Référence : 150127x

**Caractéristiques du produit :****Description brève du produit :**

Ces attelles Cryopresse sont des accessoires souples et réfrigérés qui se branchent simplement sur l'embout de l'appareil de cryothérapie à air, Easy Air Force. Bottes, manchon de bras attelle de cheville ou de genou et cuisse.

**Description du produit :**

Easy Air innove dans l'utilisation de sa cryothérapie Easy Air Force en créant une nouvelle gamme d'accessoires souples réfrigérés Cryopress dédiée au Easy Air Force couplant l'usage du froid intense et de la compression.

Ces accessoires sont des outils souples et réfrigérés qui se branchent simplement sur l'embout de l'Easy Air Force. Il suffit ensuite de sélectionner le protocole mémorisable et de lancer votre traitement.

Idéaux dans les pathologies suivantes

- Pathologies inflammatoires du système musculosquelettique.
- Idéal suite aux opérations des ligaments croisés et prothèses du genou.
- Tendinopathie du genou et de la cheville
- Entorses
- Douleurs rhumatismales
- Cicatrisation
- Périostites
- Lésions myo-aponévrotiques
- Récupération musculaire
- Traitement jambes lourdes et cellulite

5 modèles d'attelles disponibles

- Cheville
- Genou/cheville

- La botte
- La paire de bottes
- Manchon bras

Les caractéristiques des attelles Cryopresse pour appareil de cryothérapie Easy Air Force

- Micro-perforée avec compression réglable et maintien de l'accessoire
- 10 à 30 minutes de soin en fonction des indications
- Protocoles mémorisables pour le Easy Air Force

Attelles vendues à l'unité et ne **sont compatibles qu'avec l'appareil Easy Air One.**

### Attributs du produit :

Modèle: Cheville, Genou/cuisse, Botte, Bottes - la paire, Manchon