

## Cryo Slim - Cryothérapie à gaz



### Codes produits :

Référence : 150114

### Caractéristiques du produit :

Longueur: 28 cm

Largeur: 28 cm

Hauteur: 120 cm

Poids: 11 kg

### Description brève du produit :

Le Cryo Slim, un appareil de cryothérapie gazeuse.

### Description du produit :

Le Cryo Slim est un appareil de cryothérapie gazeuse conçu pour rendre le praticien autonome, efficace et disponible pour son patient. Cet appareil utilise la technologie de cryothérapie gazeuse par détente de CO<sub>2</sub> Médical. Cela permet la diffusion d'un froid sec à -78,5°, produisant un choc thermique cutané. Les effets antalgiques gate-contrôle et circulatoires se cumulent pour une meilleur efficacité. Le concept de cryothérapie gazeuse EasyCryo® permet une utilisation en cryothérapie sans risque de brûlure grâce à son capteur de température intégré avec affichage permanent sur écran à cristaux liquides. La cryothérapie gazeuse Cryo Slim est efficace en post traumatique, sur les œdèmes, les tendinites, les inflammations, la spasticité, en neurologie...

Les commandes et les informations sont centralisées sur le Cryo Slim. L'écran LCD permet en toute situation de visualiser facilement la température et le temps de traitement. Le Cryo Slim est doté d'un carter rigide Epoxy de protection de la bouteille de gaz. Des supports sont intégrer pour permettre d'optimiser le rangement des buses et de la tête de contact.

### Indications

- Douleurs
- Traumatologie
- Rhumatologie
- Vasculaire & lymphatique
- Algodystrophie

### Contre-indication

- Troubles de la sensibilité au froid
- Syndrome de Raynaud

Le Cryo Slim est livré avec

- 1 Cryo'diffuseur
- 1 jeu de 3 buses
- 1 tête de contact
- 1 module pour Bouteille CO2
- 1 trolley
- 1 raccord haute pression
- 1 chargeur
- 1 convention gaz d'une durée de 3 ans pour 3 bouteilles T15
- 1 housse de protection (*coloris gris*)

**Attributs du produit :**