



ÉCARTEUR ET PROTECTEUR

Collection Correcteurs



- **Domaines d'application :**
Prévention, Rhumatologie.
- **Indications :**
Protège et soulage les oignons douloureux, Réaligne l'articulation, Amortit les pressions.
- **Caractéristiques :**
 - Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée tout en absorbant les chocs.
 - Lavable et réutilisable.
 - Modèle bilatéral.

TVA 20 %

LPPR Non remboursé.

TAILLE UNIQUE

- **Tableau de taille :**

Taille	ACL 13	Référence
Unique	34015.6117298.9	CP0627.1UU

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE
Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.10/07/2018



ÉCARTEUR ET PROTECTEUR

Collection Correcteurs



■ **Conseil de sécurité :**

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Gel Polymère.
Sans latex.

■ **Mise en place :**

Introduire le gros orteil dans l'orifice. Placer le coussinet de gel sur l'articulation et l'oignon, puis le séparateur entre les orteils.

Note : si vous portez des chaussures de ville, nous vous recommandons de pulvériser l'intérieur de la chaussure avec un produit imperméabilisant.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C).

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à température ambiante.

